

GREEN TOUCH - LISSAMINE GREEN STRIPS

Tiras Oftálmicas de Lissamina Verde

Descrição do Produto

O dispositivo Green Touch - Lissamine Green Strips consiste de uma tira de papel filtro Whatman nº 1 descartável com ponta arredondada (impregnada com o corante Lissamina Verde) envolvida em papel e plástico filme (tira com 60 mm de comprimento). Cada tira é embalada em envelope individual antes da esterilização.

Indicação para Uso

A tira descartável estéril de Lissamina Verde é um dispositivo para diagnóstico oftalmológico, indicada para identificar alteração na conjuntiva ou no tecido da córnea.

Contraindicações

Não utilizar com lentes de contato gelatinosas.

Fornecimento

As tiras descartáveis estéreis de Lissamina Verde são fornecidas em envelopes cirúrgicos individuais estéreis (esterilizadas por Óxido de Etileno). A embalagem contém 100 tiras descartáveis estéreis de Lissamina Verde.

Cuidados

Não utilizar o produto se a embalagem externa e/ou envelopes cirúrgicos estiverem abertos ou danificados.

⚠️ Advertências

- A Madhu Instruments Pvt. Ltd. não se responsabiliza se o dispositivo for reutilizado. Reutilizar o dispositivo pode causar sérios problemas aos pacientes tais como, HIV, hepatite, doenças contagiosas/doenças transmissíveis
- Apenas médicos qualificados devem utilizar o dispositivo.
- Não utilizar o dispositivo se o envelope estéril estiver aberto ou danificado.
- A esterilidade é garantida apenas quando a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Não reesterilizar o dispositivo por nenhum método. A Madhu Instruments Pvt. Ltd. não assume nenhuma responsabilidade pelos dispositivos que forem reesterilizados.
- Não reutilizar este dispositivo.

- Ler as instruções antes do uso.
- Armazenar à temperatura (T) e umidade relativa (UR) especificadas (T entre 5°C e 55°C e UR entre 55% e 75%).
- Não utilizar com lentes de contato gelatinosas.
- A tira usada e o envelope devem ser descartados de acordo com os requisitos regulatórios locais.
- Não utilizar o dispositivo após o prazo de validade da esterilização.
- Apenas para uso externo.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Manter protegido da luz solar.

Precauções

- Não reutilizar o dispositivo para evitar a transmissão de doenças contagiosas.
- Não utilizar o dispositivo se o envelope estéril estiver aberto ou danificado.

Instrução de Uso

- Umedecer a tira contendo lissamina verde com água estéril ou solução oftálmica estéril.
- O fluido lacrimal do fundo do saco conjuntival pode ser usado.
- Enquanto o paciente olha para cima, tocar a conjuntiva ou o fundo do saco conjuntival com a tira úmida.
- Para melhores resultados, o paciente deve piscar várias vezes após a aplicação.

Data de Validade

A data de validade do produto é o vencimento da esterilização. O produto não deve ser utilizado após a data de validade indicada.

Devolução de Produto Danificado

Devolver o produto em sua embalagem original identificado pelo número de lote, informação de compra do produto, sua referência e razão para devolução. Por favor, entrar em contato com o distribuidor local para a devolução/troca do produto.

Aviso

Eventos adversos e/ou potenciais complicações para a visão, que podem ser relacionadas ao produto e previamente inesperadas, devem ser informados ao distribuidor local, incluindo a severidade e incidência do evento. O distribuidor local entrará em contato com o fabricante Madhu Instruments Pvt. Ltd.

Significados dos Símbolos

	Cuidado/aviso (leia as instruções antes do uso)
	Fabricante
	Data de Fabricação
	Consultar Instruções de Uso
	Não reesterilizar
	Manter protegido da luz solar
	Uso único - Não reutilizar
	Este lado para cima
	Não içar a embalagem
	Número de Lote
	Data de Validade
	Limite de temperatura entre 5°C e 55°C
	Não use se a embalagem estiver danificada
	Limite de umidade relativa entre 55% e 75%
	Produto esterilizado por Óxido de Etileno
	Manuseie com Cuidado
	Empilhamento Máximo

Data de Fabricação/Esterilização/ Data de Validade/ Número de Lote: Vide Embalagem
Notificação ANVISA nº 80148319003

Fabricante: MADHU INSTRUMENTS PVT. LTD.

F-90/3d, Okhla Industrial Area, Phase -1,
New Delhi-110 020, India

Detentor da Notificação e Importador: OPHTHALMOS LTDA.

Avenida Manoel Monteiro de Araújo, 1.051 - Lote A
CEP 05113-020 – Parque São Domingos, São Paulo/SP
CNPJ: 61.129.409/0001-05
Resp. Técnico: Raul Diniz Ragazzi - CRF-SP nº 56686

Observe a correlação da versão das instruções de uso com o produto adquirido. Caso queira obter as instruções de uso do produto no formato impresso, entre em contato com o nosso SAC através do telefone 0800 2098080 ou e-mail: sac@ophthalmos.com.br.

B 033 - REV.00