



ACTU8 Fórceps

Os fórceps ACTU8 fornecem o controle que você espera e o desempenho consistente com a demanda que os cirurgiões exigem. 8 alças individuais que fornecem controle preciso, juntamente com um design de alça de perfil baixo e altamente responsivo.

- Eixo antirreflexo
- 360 graus de atuação
- Mecanismo de alça altamente responsivo
- Menor esforço necessário para acionamento da pinça
- Retração reduzida da ponta da pinça
- Plataformas texturizadas para maior força de retenção
- Desempenho preciso.
“Pontas se encontram perfeitamente”
- A parte traseira da pinça é removível para uso em espaços apertados



Myopic



- Pinça de comprimento estendido para acomodar pacientes míopes (comprimento do eixo é 35mm)



Registro ANVISA nº 81346509046

Adaptive

- Grandes plataformas texturizadas para múltiplas patologias
- Cantos precisos permitem a remoção de MLI e MER



Registro ANVISA nº 81346509046

ILM Tip

- Design de visibilidade aprimorada combinado com plataformas pequenas e arredondadas
- Ideal para MLI ou outra preensão de membrana fina



Registro ANVISA nº 81346509046

End-Grip

- Ponta cônica e fina melhora a visualização
- Design multifuncional com força de preensão ideal



Registro ANVISA nº 81346509046

Pro-Grip

- Perfeito para PVR, complicações de lentes e reposicionamento de hápticos
- Plataforma de ponta grande que proporciona estabilidade durante a preensão



Registro ANVISA nº 81346509046

Tewari T2

- O design exclusivo da ponta permite a preensão fácil da MLI
- Visualização aprimorada



Registro ANVISA nº 81346509046

Asymetrical

- O design da ponta angular que se adapta à curvatura da retina
- Visualização aprimorada

Cânulas

Nos procedimentos, nossas cânulas atendem as múltiplas necessidades de irrigação, drenagem e entrega. As cânulas de ponta macia permitem a fácil passagem sem corte. A ponta distal altamente arredondada que permite contato atraumático com a superfície da retina.

As cânulas de ponta macia EZ Pass cabem em qualquer procedimento. Tubulação personalizada para um desempenho de alto fluxo. Passagem fácil por todos os sistemas , sem cortar a ponta.



23 GAUGE



25 GAUGE



27 GAUGE



Registro ANVISA nº 81346509041

EZ Pass Soft Tip Cannulas

- Aumento de 30% no fluxo em relação às cânulas concorrentes
- Extensão de material macio de 1 mm
- Rígido o suficiente para passar através dos sistemas valvulados sem corte
- Disponível em 23, 25 e 27GA.



Registro ANVISA nº 81346509042

Blunt Cannula

- Ponta distal altamente arredondada o que torna segura para superfície da retina
- Aumento de mais de 100% no fluxo em cânulas de ponta macia
- Ponta arredondada para permitir contato atraumático com a superfície da retina
- Disponível em 23, 25 e 27GA.



Registro ANVISA nº 81346509038

Subretinal Injection Cannula

- Tubo de ponta de poliimida 41GA x 88mm
- A poliimida é rígida o que permite fácil inserção
- Perfeito para injeções de TPA
- Disponível em 25GA.



Registro ANVISA nº 81346509041

Versatile Soft Tip

- Tubo de silicone extensível de 0,45 polegadas/11,5 mm, permitindo injeção ou drenagem na superfície da retina
- O tubo extensível permite uma drenagem mais fácil através de uma retinotomia
- O botão deslizante fácil de usar retrai a ponta para inserção através da cânula valvulada
- Pontas macias versáteis de 23GA e 25GA

Injeção e Drenagem

A Vortex possui uma ampla gama de dispositivos exclusivos de injeção e drenagem para atender às preferências de qualquer cirurgião e a cada necessidade do paciente.



Registro ANVISA nº 81346509038

NANO SubRet Gateway Device

- Otimizado para uso sem vitrectomia
- Passagem transcleral/transvítrea
- Entrega sub-retiniana precisa de medicamentos, terapia genética e células-tronco
- Ideal para biópsias de tumores
- Cânula externa autopenetrante de 28GA com cânula de injeção com chanfro de 41GA.



Registro ANVISA nº 81346509039

25ga Viscodissector I.D.D.

- Extremidade chanfrada para fácil inserção
- Ideal para entrega de viscoelásticos
- Conjunto de tubos de microdose incluído para minimizar o desperdício de injeção.
- Disponível em 25GA.



Registro ANVISA nº 81346509042

30ga PC Maintainer

- Linha de infusão suplementar para reoperações
- Fornece infusão durante a sutura da esclerotomia da linha de infusão
- Cânula de inserção 30GA.



Registro ANVISA nº 81346509042

External Drainage and Depression Device E.D.D.

- Elimina a necessidade de um corte durante a introflexão escleral
- Localização precisa do ponto de drenagem
- Comprimento fixo da cânula de drenagem para melhor controle
- Configurações retas e curvas disponíveis
- Cânula de drenagem 28GA x 2,4 mm de comprimento



Registro ANVISA nº 81346509041

Backflush and Retractable Backflush

- Extensão de ponta macia de 1mm
- Aumento de 45% no volume de refluxo
- Capacidades de aspiração passiva e ativa
- Disponível em 23, 25 e 27GA

Backflush

- Aumento de 30% no fluxo em relação aos dispositivos de backflush da concorrência
- Rígido o suficiente para passar pelo sistema de válvulas sem cortar.

Backflush Retrátil

- Recurso retrátil que permite fácil passagem pelo sistema de válvula.

ILM Elevators



ILM Elevator and Retractable ILM Elevator

- Ponta de silicone macia que é segura para a superfície da retina
- Ponta com pó de diamante que ajuda a elevar a borda da membrana
- Disponível em versões retráteis e não retráteis
- Disponível em 23GA e 25GA

Iluminação

Os transiluminadores exclusivos Vortex ajudam os cirurgiões a ter uma visão melhor da cirurgia sob uma luz diferente.

Depressores Iluminados Todorich (T.I.D.)



Registro ANVISA nº 81346509059

T.I.D. Pharos Illuminated Depressor

- O ÚNICO depressor iluminado completo em peça única que conecta diretamente com equipamento de vitrectomia
- “retroiluminação” que proporciona visão melhorada, com menos brilho e melhor ergonomia do cirurgião
- Projetado para realizar depressão escleral sem assistência enquanto explora a base vítrea
- Recursos adicionais: identificar fragmentos de lentes retidos, pontos de radiação e localizar quebras/rasgos na periferia externa.



Registro ANVISA nº 81346509060

T.I.D. Illuminated Depressors

- Depressor iluminado se encaixa na fibras de iluminação dos equipamentos de vitrectomia
- Realize depressão escleral sem ajuda enquanto explora a base vítrea
- Compatível com Alcon, Bausch & Lomb e DORC EVA

Laser Probes



As sondas a laser Vortex oferecem diversas melhorias significativas em comparação às disponíveis no mercado.



- Design de fibra de alta qualidade, maximiza o rendimento e entrega do laser.
- Processo de polimento de fibra que proporciona ponto uniforme e absorção consistente.
- Revestimento de fibra leve.
- Embalagem descomplicada e fácil de abrir.
- Comprimento de fibra de 2,5 metros para se acomodar a todos tamanhos de salas cirúrgicas.
- Alça de tamanho anatômico para melhor controle.
- Múltiplas configurações de sonda laser para facilitar o acesso a qualquer região retiniana.
- Conexão com todos os principais equipamentos de laser (conector SMA 905).

Registro ANVISA nº 81346500083

Sonda Laser MAXReach



23ga VS0140.23

25ga VS0140.25

27ga VS0140.27

- Design de extensão de botão deslizante suave que permite ao cirurgião curvar a sonda dentro do olho
- Ângulo de curva maximizado (até 105 graus) dá ao cirurgião maior acesso à periferia
- Tamanho de ponto uniforme em posições retas e curvas

Sonda Laser Curva



23ga VS0120.23

25ga VS0120.25

27ga VS0120.27

- Design de tubo único curvado em 34 graus para facilitar o acesso a área periférica da retina
- Tamanho de ponto uniforme e absorção consistente

Sonda Laser Ponta Flexível



23ga VS0130.23

25ga VS0130.25

- Nitinol curvo personalizado permite fibra curvada flexível para fácil inserção através da cânula
- O ângulo da curva (42 graus) é maximizado para maior acesso do cirurgião ao globo
- Transição suave na agulha e na fibra
- Tamanho de ponto uniforme e absorção consistente

Sonda Laser Reta



23ga VS0110.23

25ga VS0110.25

27ga VS0110.27

- Acesso direto ao polo posterior
- Tamanho de ponto uniforme e absorção consistente